




ДЕЗИНФЕКТАНТИ GREEN & CLEAN



M2 - КОНЦЕНТРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И АРОМАТИЗИРАНЕ НА АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ. подходящ за отмиване на образувалата се пяна в амалгам сепаратори и сепаратори въздух-вода

- двойна система (червен / зелен), ефикасна срещу микробиологична резистентност;
- лесно боравене и дозиране чрез добре разработен дозатор;
- висока материална и екологична съвместимост с околната среда;
- ензимен продукт с отлична белтъчна разтворимост;
- съдържа комбинация от активни вещества: алкиламин, четвъртични амониеви съединения, ензими;
- спектър на ефикасност/активен период:
 - Вируцидно HBV / HIV / HCV – разреден 1% за 1 час действие;
 - Бактерицидно, фуницидно (С. албиканс) – разреден 1% за 15 мин. действие;
 - Туберкулоцидно – разреден 1% за 1 час действие;
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAH.

IK - ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН СПРЕЙ, СЪДЪРЖАЩ АЛКОХОЛ

за употреба във водния спрей и охладителната система на наконечници и турбини

- една бутилка е подходяща за 300 приложения;
- един универсален адаптер за всички куплунзи на прави или ъглови наконечници и специални адаптери за турбините на най-използваните марки;
- не замества маслени спрей, препоръчен от производителя;
- съдържа комбинация от активни вещества: алкохоли, четвъртични амониеви съединения; бързо действие;
- спектър на ефикасност/време за действие:
 - Ограничено вируцидно (HBV / HIV / HCV / HSV тип 1) – 15 сек.;
 - Бактерицидно, фуницидно (С. албиканс) – 2 мин.;
 - Туберкулоцидно – 2 мин.;
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAH и ÖGHMP.

H1 - ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА АВТОМАТИЧНА АСПИРАЦИОННА СИСТЕМА H1

- вкл. 4 торбички x 500 мл.;
- отстранява образувалата се пяна;
- съдържа комбинация от активни вещества: четвъртични амониеви съединения и ензим.

MB - ДЕЗИНФЕКТАНТ С ПРАКТИЧНА ДИСПЕНСЕРНА ЧЕТКА ЗА ОПТИМАЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛЮВАЛНИКА

- разграничава котления камък и оцветява отлаганията, отлична белтъчна разтворимост;
- съдържа комбинация от активни вещества: четвъртични амониеви съединения, лимомомена киселина и ензим.

AD - ВИСОКО ЕФЕКТИВЕН, ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА РАЗТВОР ЗА БЪРЗА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЧРЕЗ ПОТАПЯНИЕ НА ПРОТЕЗИ И ДЕНТАЛНИ ОТПЕЧАТЬЦИ ОТ СИЛИКОН, ПОЛИЕТЕР И АЛГИНАТ

- без формалдехид и фенол;
- период на престой – 7 дни;
- активни вещества: четвъртични амониеви съединения, алкиламин;
- спектър на ефикасност/време за действие:
 - Вируцидно (HBV / HIV / HCV) – 5 мин.;
 - Бактерицидно, фуницидно (С. албиканс) – 5 мин.;
 - Туберкулоцидно – 5 мин.;
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAH.

WK - 2% ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА РАЗТВОР НА ОСНОВАТА НА ХИДРОГЕН ПЕРОКСИД ЗА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ВОДАТА И ПРЕДОТВРАТИВАНЕ НАСЛАГВАНЕТО НА КОТЛЕН КАМЪК В ТРЪБНАТА СИСТЕМА НА ДЕНТАЛНИТЕ ЮНИТИ

- предотвратява образуването на биофилм;
- разграничаващ инхибитор, предотвратяващ калцифицирането;
- за дезинфекция на водните пътища на спрей ръкохватки и наконечници;
- съдържа комбинация от активни вещества: четвъртични хидроген и пероксид.

BR - 4% ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА РАЗТВОР НА ОСНОВАТА НА ХИДРОГЕН ПЕРОКСИД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БИОФИЛМ В ТРЪБНАТА СИСТЕМА НА ДЕНТАЛНИТЕ ЮНИТИ

- ефективно премахване на биофилм само за 30 мин.
- просто приложение чрез оцветен разтвор.



ID N - КОНЦЕНТРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТИ И БОРЕРИ

- подходящ за използване в ултразвукови вани;
- с изключителен почистващ ефект – без алдехиди и фенол;
- подходящ за гъвкави и твърди инструменти, както и топлочувствителни и инструменти;
- от 5 л. концентрат се образуват 500 мл. работен разтвор – разреден 1%;
- предотвратява корозия по инструментите;
- активни вещества: четвъртични амониеви съединения, алкиламин, корозивен инхибитор – спектър на ефикасност/ време за действие:
 - Ограничено вируцидно (HBV / HIV / HCV / HSV тип 1): 1% разтвор с действие 15 мин.;
 - Бактерицидно, фунгицидно (С. албиканс): 0.25% р-р с д-е 30 мин. / 1% р-р с д-е 5 мин.
 - Туберкулоцидно: 1% р-р с д-е 1 час / 2% р-р с д-е 15 мин. / 7.5% р-р с д-е 5 мин.;
- препоръчен от производителя на ендоскопи Karl Storz GmbH & Co. KG (Германия);
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAH.



MT - АЛКОХОЛ СЪДЪРЖАЩИ ДЕЗИНФЕКТИРАЩИ КЪРПИЧКИ, от нескъсаем плат и

SD - СПРЕЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ, СЪДЪРЖАЩ АЛКОХОЛ, с беззакпкова шпейр глава

- без формалдехид;
- дълготраен ефект срещу пренасяни по въздуха бактерии и вируси, бързо действие;
- активни вещества: алкохоли, четвъртични амониеви съединения и глиоксал;
- спектър на ефикасност/ време за действие:
 - Ограничено вируцидно (HBV / HIV / HCV / HSV тип 1) – 30 сек.;
 - Бактерицидно, фунгицидно (С. албиканс) – 1 мин.;
 - Туберкулоцидно – 5 мин.;
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAH и ÖGHMP.



SK - СПРЕЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ, СЪДЪРЖАЩ ПЯНА БЕЗ АЛКОХОЛ, ЗА ПОВЪРХНОСТИ и


MK - ДЕЗИНФЕКТИРАЩИ КЪРПИЧКИ БЕЗ АЛКОХОЛ от нескъсаем плат

- без алдехиди, фенол и фосфати;
- активни вещества: четвъртични амониеви съединения;
- дълготраен ефект срещу пренасяни по въздуха бактерии и вируси;
- особено подходящ за употреба върху алкохол чувствителни повърхности на медицински изделия;
- спектър на ефикасност/ време за действие:
 - Вируцидно (HBV / HIV / HCV) – 1 мин.;
 - Бактерицидно, фунгицидно (С. албиканс) – 1 мин.;
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAH.



CL - АКТИВЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗОДОРИРАНЕ НА АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ ОТ НАТРУПАЛАТА СЕ ПЯНА

- подходящ за отмиване на образувалата се пяна в системите за аспирация;
- лесно боравене и дозиране, чрез добре разработен дозатор;
- без съдържание на алдехиди и феноли;
- висока материална и екологична съвместимост с околната среда;
- отлична белтъчна разтворимост.



HD - ХИГИЕНЕН И ХИРУРГИЧЕН ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ, СЪДЪРЖАЩ АЛКОХОЛ

- подходящ за втриване подхранващ дезинфектант за ръце и предметишици;
- поддържа естествената pH-стойност на кожата, предотвратява дехидратацията, неароматизиран;
- спектър на ефикасност: вируцидно (HBV / HCV / HIV / HSV тип 1, ротавирус, норовирус), бактерицидно, фунгицидно (С. албиканс), туберкулоцидно действие;
- хигиенна дезинфекция на ръцете: втриване на ръцете с 3 мл. от дезинфектанта за 30 сек. (норовирус – 1 мин.);
- хирургично хигиенизиране на ръцете: втриване на ръцете с 10 мл. за 3 мин.;
- дезинфекционен разтвор вписан в DGHM / VAH и RKI.



HL - АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЛОСИОН ЗА РЪЦЕ

- подхранващ ръцете, измиващ лосион с широко антисептично действие, без алкали, неутрално pH, съдържа алантойн.

HC - ПОДХРANVAЩ КРЕМ ЗА РЪЦЕ с бадемово масло, богато на витами Е и В



METASYS

GREEN & CLEAN

R&K

MEDICAL DEPOT R&K

София, ж.к. Овча Купел I, бул. Президент Линкълн № 52
тел. 02 8052501, 0885 978 698

Варна, ул. Княз Николаевич № 44, тел. 052 655 035
e-mail: office@mdrk.bg www.mdrk.bg

